

Messungen mit dem Digitalgerät Beurer FT-65

Das Gerät kann wie unter der Abbildung aufgezeigt, mit der Taste 3 eingeschaltet werden. Ca. nach einer Sekunde schaltet es sich ein. Die Körpertemperatur-Messungen sollten, gemäss Natural Law Schema, mit der Knopf-funktion 2 vorgenommen werden. Wenn die partielle Körpertemperatur unter 34° Grad liegt, erscheint bei der Messung auf dem Display das „Lo“ Zeichen. Tragen Sie bitte dies auf das Schema so ein. Das Gerät schaltet sich wieder automatisch aus.

Measurements with the digital device Beurer FT-65

The device can be switched on with button 3 as shown in the illustration. Approximately after one second it turns on. The body temperature measurements should be carry out, according to Natural Law plan, with the button function 2. If the partial body temperature is below 34° degrees, the "Lo" sign appears on the display during measurement. Please enter this on the plan. The device switches off automatically again.

